


## Atlantic Radiateurs & Eau Chaude Sanitaire

### Produits

| Référence | Nom                              | Lettre |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 157209    | LINEO CONNECTE MP 080L BLC 2250M | C      |

### Paramètres

| Référence | Capacité (l) | Profondeur (r) | V4 (l) | Temps de chauffe (h) | Tension (V) | Poids (kg) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Puissance (W) | Lettre |
|-----------|--------------|----------------|--------|----------------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 157209    | 80           | 290            | 149    | 3h32                 | 230         | 37         | 1300         | 490           | 2250 + 100    | C      |



## Références

| Repère | Libellé  | C      |
|--------|--|--------|
| 1      | CABLE ALIMENTATION 3X1,5 L1800 BB F  | 026386 |
| 2      | ETRIER CE PLAT (X1)  | 022714 |
| 3      | ANODE MAGNESIUM D26 L186   | 040208 |
| 4      | COMMANDE DIGITALE FLAT/S4 WIFI FR  | 029967 |
| 5      | ENJOLIVEUR NOIR POUR BOITIER DE CDE  | 022953 |
| 6      | JOINT A LEVRE D.75MM<br>(COEF.2)   | 040323 |
| 7      | CORPS DE CHAUFFE INCLINE 2100W + JOINT<br><i>Prévoir le remplacement de l'anode - Anode to replace</i> | 040439 |
| 8      | RESISTANCE STEATITE 2250W 230V   | 030249 |
| 9      | CORPS DE CHAUFFE D78 L340 + JOINT<br><i>Prévoir le remplacement de l'anode - Anode to replace</i>      | 029593 |
| 10     | RESISTANCE STEATITE 1000W + CONNECTEUR   | 029591 |
| 11     | ECROU HM8 X1<br>(COEF.6)   | 026064 |
| 12     | SUPPORT POUR THERMOSTAT SECU   | 022787 |
| 14     | THERMOSTAT DE SECURITE SBLC 2001 S95   | 029659 |
| 15     | CARTE ELECTRONIQUE WIFI C2 PROG 80L AT   | 029971 |
| 16     | VIS  | 026282 |
| 19     | CAPOT CE PLAT + VIS  | 022747 |
| 22     | FAISCEAU L200 POUR THERMOSTAT SECURITE   | 026344 |
| 23     | SONDE DE TEMPERATURE POUR 80L-100L MP  | 026287 |
| 24     | FAISCEAU ELECTRIQUE L360 CDE DIGIT   | 023337 |
| 25     | RACCORD BIMETAL TOURNANT 15X21 - 20X27   | 026400 |
| 27     | TUBE DE LIAISON CANNELE + JOINTS   | 022748 |