

Sauter

Produits

| Référence | Nom | Lettre |
|-----------|---------------------------|--------|
| 576010 | SAUTER TANGO BLANC 1000 W | B |


FABRICATION: Horizontal 04/2000-> et Vertical 06/2001->

Constructeur No 344/542

Paramètres

| Référence | Puissance(W) | Tension (V) | Capacité/Largeur | Couleur | Lettre |
|-----------|--------------|-------------|------------------|---------------------|--------|
| 576010 | 1000 | 230 | | BLANC / BEIGE / ALU | B |

9000



Références

| Repère | Libellé | B |
|--------|---|--------|
| 30 | FACADE BEIGE RAH 1000W | 699086 |
| 30 | FACADE BLANCHE RAH 1000W | 599086 |
| 31 | ENJOLIVEURS BEIGES (D+G) RAH | 699095 |
| 31 | ENJOLIVEURS D+G RMG BLANC | 599095 |
| 70 | SUPPORT MURAL BLANC RAH 1000W | 098102 |
| 92 | RESISTANCE SUPERIEURE | 599073 |
| 93 | RESISTANCE INFERIEURE | 599079 |
| 183 | PLATINE THERMOSTAT MK5 (SANS SONDE) <i>AVANT N° 0414</i> | 087099 |
| 184 | BOITIER THERMOSTAT CPT (2 MOL/CURS) RADH <i>DEPUIS N° 0414</i> | 087713 |
| 184 | BOITIER THERMOSTAT CPT BEIGE (3 MOL.) <i>AVANT N° 0414</i> | 699094 |
| 184 | BOITIER THERMOSTAT CPT BLANC (3 MOL.) <i>AVANT N° 0414</i> | 599094 |
| 185 | VOLET BOITIER THERMOSTAT MK9 / MK10 <i>DEPUIS N° 0414</i> | 091076 |
| 239 | LIMITEUR DE TEMPERATURE 105ø <i>AVANT N° 0414</i> | 699097 |
| 239 | LIMITEUR DE TEMPERATURE 130 <i>DEPUIS N° 0414</i> | 699901 |
| 297 | SONDE THERMOSTAT LG 922MM <i>AVANT N° 0414</i> | 081036 |